



■ Apresentando o Espectrofotômetro de Laboratório DR4900

Trazendo precisão sem esforço para o seu laboratório

Simplifique o fluxo de trabalho do seu laboratório, reduza erros e mantenha a conformidade com confiança. Concebido para profissionais que exigem precisão e eficiência, este espectrofotômetro de bancada de última geração aperfeiçoa o confiável DR3900, oferecendo máxima facilidade de utilização e mínimo tempo desperdiçado.

Com décadas de experiência e suporte ágil, o novo DR4900 da Hach® foi concebido para responder às exigências crescentes da análise moderna de água. É tudo aquilo que os utilizadores já apreciam nos espectrofotômetros Hach – agora aperfeiçoado e reinventado para os fluxos de trabalho mais exigentes.



NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO



Tecnologia comprovada, interface moderna

O espectrofotômetro DR4900 mantém o núcleo confiável do DR3900, agora aprimorado com um ecrã de 10" e uma interface moderna que ajuda a reduzir o tempo de formação e a acelerar os fluxos de trabalho rotineiros. É o desempenho familiar em que os profissionais confiam – elevado para responder às necessidades atuais.

Garantia de resultados fiáveis com características de diagnóstico inigualáveis

Os diagnósticos de temperatura e turbidez ajudam a prevenir erros comuns nos testes – reduzindo retrabalho e garantindo precisão consistente. Isto protege tanto os fluxos de trabalho como a conformidade regulamentar.

Ao utilizar os produtos químicos dos frascos LCK, o DR4900 verifica automaticamente a temperatura e a turbidez do seu teste, fornecendo-lhe alertas quando fora do intervalo, dando-lhe a confiança de que necessita em cada medição.

Confiança total, do início ao fim

Os utilizadores do DR4900 beneficiam de uma experiência completa que abrange instrumentos, reagentes e serviços. Assim, obtêm resoluções mais rápidas, insights mais profundos e resultados consistentes com um único parceiro.



Principais vantagens:

- 1. Interface Moderna com Ecrã Tátil**
Navegue com facilidade através de um ecrã vibrante de 10" e uma interface atualizada. Este design intuitivo reduz o tempo de formação e acelera os fluxos de trabalho rotineiros.
- 2. Diagnóstico Inteligente Integrado**
Novos diagnósticos de temperatura e turbidez significam mais confiança em cada resultado – aumentando a eficiência operacional e garantindo conformidade nos relatórios.
- 3. Reduza os Erros e Aumente a Confiança**
Dez medições em tubos com código de barras para garantir resultados corretos em todas as análises e detetar erros que possam afetar os resultados.
- 4. Rápido e Exato**
Mais de 220 métodos pré-programados com reconhecimento fácil de reagentes.
- 5. Procedimentos Guiados**
Os guias passo-a-passo garantem resultados consistentes.
- 6. Compartimento Removível para Células de Amostra, Facilitando a Limpeza**
Limpeza e manutenção mais fáceis do compartimento da célula de amostra ajudam a simplificar o cuidado do seu instrumento DR4900 quando ocorrerem derrames.
- 7. Fácil Identificação do Frasco**
Um código de barras 2D no frasco LCK é automaticamente lido pelo espectrofotómetro Hach DR para identificar o método apropriado e efetuar a medição.

Com a assistência Hach, tem um parceiro global que compreende as suas necessidades e se preocupa em prestar um serviço atempado e de alta qualidade, no qual pode confiar. As nossas equipas de apoio técnico, assistência no terreno e assistência central trabalham em conjunto para oferecer conhecimentos únicos para o ajudar a maximizar o tempo de atividade do equipamento, garantir a integridade dos dados, manter a estabilidade operacional e reduzir o risco de falta de conformidade.

