



Be Right™



Saquetas de pó para ajustador de força iónica (ISA) para amónio, 100 unid.

Produto n.º: 2980699
EUR Preço: Contacte-nos
Disponível

Ajustador de força iónica (ISA) para determinações de amónio através do método de eléctrodo selectivo de iões (ISE). A forma em pó evita a diluição de amostras. Ideal para leituras de baixo nível de amónio. Elimine a maioria das interferências. Pacote de 100 saquetas de pó.

Especificações

Concentração:	ISA
Configurações de pacote:	Saquetas de pó
Parâmetro:	Amónia
Vida útil:	5 anos
Volume / Tamanho da embalagem:	100 unid.