

pH test kit, 7.4 - 9.6 pH, model 17J

Produto n.º: 147009 **Perigoso**
EUR Preço: Contacte-nos
Contactar para obter data de envio

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method

Especificações

Gama de medição:	7.4 - 9.6 pH
Metodo:	Color disc/Thymol blue
Modelo:	17J
Modelo de Test Kit:	17J
Número de tests:	200
Parâmetro:	pH, mid range
Peso de envió:	1
Plataforma:	Disco de Cor
Smallest increment:	0.1 pH
Tpo de carcasa:	B