

Proveta para calibração de eléctrodo de pH, Amarelo, 30 mL, embalagem de 80 unid.

Produto n.º:	SM5012
EUR Preço:	Contacte-nos
Disponível	

Provetas de plástico coloridas e graduadas de 30 mL. Combinam com a codificação por cores da solução tampão para evitar que os operadores utilizem incorretamente a solução tampão durante a calibração. Económicas, uma vez que garante a utilização da quantidade ideal de solução tampão durante as etapas de calibração, evitando a utilização excessiva de soluções tampão pelos operadores. Seguras, uma vez que são descartáveis evitando a contaminação.

Acessórios necessários

- Beaker Holder (Item 923-556)
- Beaker Dispenser and Holder (Item 923-656)